

FLEX
Monoclonal Mouse
Anti-Human CD20cy
Klon L26
Ready-to-Use
 (Dako Omnis)

Kód GA604

Použití	Pro diagnostiku in vitro. FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human CD20cy, klon L26, Ready-to-Use (Dako Omnis), je určena pro použití v imunohistochemii (IHC) společně s přístrojem Dako Omnis. Tato protilátka značí buňky linie B a je užitečná při klasifikaci novotvarů odvozených z B-buněk (1). Diferenční klasifikaci napomáhají výsledky z panelu protilátek. Klinickou interpretaci zbarvení nebo jeho nepřítomnosti je třeba doplnit morfologickým vyšetřením s využitím patřičných kontrol a vyhodnotit s přihlédnutím k pacientově klinické anamnéze a k dalším diagnostickým testům provedeným kvalifikovaným patologem. Tato protilátka je určena k použití po primární diagnóze provedené konvenční histopatologií za použití neimunologických histochemických zbarvení.
Synonyma antigenu	L26 (2).
Souhrn a výklad	CD20 je transmembránový neglykosylovaný protein nacházející se v prekurzorech buněk B a ve zralých buňkách B, po diferenciaci do plazmových buněk se však ztratí (3). V klidových buňkách B se CD20 objevuje v nefosforylované formě s molekulární hmotností 33 kDa. Po stimulaci mitogenu bude CD20 výrazně fosforylovaný (izoformy s molekulární hmotností 35-37 kDa) a představuje dominantní fosfoprotein v aktivních buňkách B, řadách buněk B a v leukémických vlasatých buňkách (2). Dlouhé N- a C-koncové zakončení proteinu se nacházejí na cytoplazmatické straně membrány a jen malá část proteinu je exponována na buněčném povrchu (3). Protilátky reagující s cytoplazmatickými epitopy CD20 jsou označeny jako CD20cy (2). Předpokládá se, že CD20 hraje přímou úlohu v oblasti regulace transmembránové vodivého Ca ²⁺ toku buněk B, což naznačuje možnou funkci CD20 jako regulátoru proliferace a diferenciaci (3). V příručce <i>General Instructions for Immunohistochemical Staining</i> (Obecné pokyny pro imunohistochemické barvení) společnosti Dako nebo v návodu k systému detekce pro IHC metody naleznete informace týkající se těchto témat: Princip metody, Potřebné materiály, které nejsou součástí dodávky, Skladování, Příprava vzorku, Postup barvení, Kontrola kvality, Řešení problémů, Interpretace zbarvení, Obecná omezení.
Dodávaná reagensie	Monoklonální myši protilátka připravená k použití se dodává v kapalné podobě v pufru s obsahem stabilizujícího proteinu a 0,015 mol/l azidu sodného. Klon: L26 (1, 4). <u>Izotyp</u> : IgG2a, kappa.
Imunogen	B buňky z lidských mandlí (4).
Specifita	Látka Anti-Human CD20cy, klon L26 byla vytvořena seskupením jako anti-CD20 na Fifth International Workshop and Conference on Human Leucocyte Differentiation Antigens (Pátý mezinárodní seminář a konference o antigenech pro diferenciaci lidských leukocytů) (2). SDS-PAGE analýza imunousazenin vytvořených mezi lyzátem buňky z mandlí, označeným ¹²⁵ I a protilátkou vykazuje primární reakci s polypeptidy s molekulární hmotností 30 kDa a 33 kDa (4). Studie, které používaly buňky COS-1 transfekované s cDNA kódující molekulu CD20 naznačují, že protilátka značí intracytoplazmatický epitop nacházející se na molekule CD20 (5).
Bezpečnostní opatření	1. Pro diagnostiku in vitro. 2. Určeno pro profesionální uživatele. 3. Tento výrobek obsahuje azid sodný (NaN ₃), který je v čisté formě vysoce toxický. Koncentrace azidu sodného v produktu není sice klasifikována jako nebezpečná, nicméně sloučenina může reagovat s olovem a mědí v odpadním potrubí a vytvářet vysoce explozivní azidy těchto kovů. Při likvidaci splachujte dostatečným množstvím vody, aby nedocházelo k usazování azidů kovů v potrubí. 4. Jako u každého výrobku biologického původu je nutno dodržovat řádná bezpečnostní opatření. 5. Používejte odpovídající osobní ochranné prostředky, aby nedošlo k zasažení očí nebo pokožky. 6. Nespotřebované roztoky je nutno likvidovat v souladu s místními a celostátními předpisy.
Uchovávání	Skladujte při teplotě 2-8 °C. Během skladování musí být víčko uzavřené. Nepoužívejte po datu expirace uvedeném na lahvičce. Aplikační stabilita je 375 hodin. Aplikační stabilitu sleduje software Dako Omnis. Pokud se reagensie skladují za jakýchkoli jiných než uvedených podmínek, musí uživatel tyto podmínky ověřit. Případná nestabilita výrobku se neprojevuje žádnými známkami. Proto je nutno provádět současně s testováním vzorků pacienta pozitivní a negativní kontroly. Pokud zpozorujete neočekávané zbarvení, které nelze vysvětlit změnami laboratorních postupů, a máte podezření, že se jedná o problém s protilátkou, obraťte se na technickou podporu společnosti Dako.

Šablona protokolu barvení*

Krok		Komentáře
Fixace/zaliti	Fixováno ve formalínu, zalito v parafínu	Odstranění parafínu v přístroji
Předběžné zpracování	EnVision FLEX, FLEX, High pH (kód GV804)	30 min HIER
Protilátka	Ready-to-use	12,5minutová inkubace
Negativní kontrola	FLEX Negative Control, Mouse (kód GA750)	12,5minutová inkubace
Vizualizace	EnVision FLEX (kód GV800) + EnVision FLEX+ Mouse LINKER (kód GV821)	Blok: 3 min; Link: 10 min; Polymer: 20 min; Chromogen: 5 min
Kontrastní barvivo	Hematoxylin (kód GC808)	3minutová inkubace
Kontrolní tkáň	Mandle	Cytoplazmatická strana povrchové buněčné membrány
Sklička	FLEX IHC Microscope Slides (kód K8020)	Doporučeno kvůli lepší přilnavosti řezů tkání k podložním sklům.
Montáž	Je vyžadována bezvodá permanentní montáž	Po barvení je třeba řezy dehydratovat, vyčistit a montovat za použití permanentní montážní metody
Vybavení	Dako Omnis	Činidla se dodávají v ampulkách určených pro příslušný přístroj

*Uživatel se musí vždy seznámit s podrobnými pokyny k barvicímu postupu a s pokyny týkajícími se zacházení s produktem, které jsou uvedené v příbalové informaci.

Příprava vzorku	<u>Parafínové řezy</u> : Protilátku lze používat k značení řezů tkání fixovaných ve formalínu a zalitých v parafínu. Vzorky tkání je nutno rozřezat na řezy o tloušťce 4 µm. <u>Předběžné zpracování</u> : Je vyžadováno předběžné zpracování tkáňových řezů fixovaných ve formalínu a zalitých v parafínu tepelně indukovaným vyhledáváním epitopu (HIER). Doporučuje se předběžné zpracování tkání HIER pomocí naředěného roztoku EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) (Dako Omnis), kód GV804. Odstranění parafínu, rehydratace a vyhledání cíle se provádějí v přístroji Dako Omnis. Viz Základní uživatelská příručka Dako Omnis. Přístroj Dako Omnis zajistí, aby tkáňové řezy během předběžného zpracování a následného imunohistochemického barvení nevyšly. Z důvodu vyšší přilnavosti řezů tkání k podložním sklům se doporučuje používat podložní skla FLEX IHC Microscope Slides, kód K8020.
Postup barvení	<u>Program</u> : V softwaru přístroje Dako Omnis jsou předem naprogramovány kroky barvení a inkubační doby. Podrobné pokyny ke vkládání podložních skl a plnění činidel naleznete v Základní uživatelské příručce Dako Omnis. Pokud není v systému Dako Omnis připraven protokol, kontaktujte technickou podporu výrobce Dako. Všechny kroky inkubace se provádějí při teplotě 32 °C v přístroji Dako Omnis. <u>Vizualizace</u> : Doporučený vizualizační systém je EnVision FLEX, High pH (Dako Omnis), kód GV800 v kombinaci s EnVision FLEX+ Mouse LINKER (Dako Omnis), kód GV821. Vizualizace se provádí v přístroji Dako Omnis. <u>Kontrastní barvení</u> : Doporučené kontrastní barvivo je Hematoxylin (Dako Omnis), kód GC808. Kontrastní barvení se provádí v přístroji Dako Omnis.

Montáž: Po provedení barvení v přístroji Dako Omnis se řezy musí dehydratovat, vyčistit a namontovat pomocí permanentní montážní metody.

Kontrola kvality: Tkáň pro pozitivní a negativní kontroly a také činidlo pro negativní kontrolu je nutno testovat vždy současně použitím stejného protokolu jako vzorky pacienta. Tkáň pro pozitivní kontrolu musí obsahovat mandle a buňky/struktury musí zobrazovat vzor reakce, jak je stanoveno pro tuto tkáň v části „Charakteristiky účinnosti“. Doporučená reagencie pro negativní kontrolu je FLEX Universal Negative Control, Mouse (Dako Omnis), kód GA750.

Omezení specifická pro tento produkt

Byly prokázány ojedinělé případy lymfomů periferní buňky T exprimující CD20 (7, 8).

Interpretace zbarvení

Buňky B označené protilátkou vykazují zbarvení cytoplazmatické strany membrány buněčného povrchu.

Charakteristiky účinnosti









Normální tkáň: V normální lymfatické tkáni tato protilátka značí buňky zárodečného centra, lymfocyty pláštěvé zóny a rozptýlené interfolikulární lymfocyty, ne však buňky T, histiocyty a plazmatické buňky (6, 7). Nebylo zjištěno žádné označení v epidermu, mazových žlázách, vlasových folikulech a vylučovacích žlázách pokožky, folikulárním epitelu v brzlíku, pneumocytech a průduškovém epitelu plic, a ve velkém počtu jiných normálních nelymfatických testovaných tkáních (6). Pláštěvá zóna a buňky B zárodečného centra v mandlích vykazují středně silnou až silnou reakci zbarvení, zatímco izolované buňky B v játrech vykazují slabou až středně silnou reakci zbarvení.

Abnormální tkáň: Reakce s protilátkou byla zjištěna ve většině ze 131 případů testovaných novotvarů buňky B (1). Označování pomocí protilátky naznačuje, že v rámci diferenciací buněk B se antigen CD20 nenachází ve velmi nezrálých lymfatických buňkách (0/6 případů akutních nediferencovaných leukémií), avšak jeho výskyt začíná v raných fázích zrání (14/34 případů akutních lymfoblastických a 7/9 případů pre-B akutních lymfoblastických leukémií). Následně se antigen CD20 plně nachází ve zralých buňkách B (15/15 případů chronických lymfocytických, 3/3 případů polylmfocytických, 3/3 případů vlasatých buněk, 6/7 lymfosarkomových buněčných leukémií, a v 45/46 případů maligních lymfomů buňky B včetně Burkittových, Waldenströmových lymfomů a imunoblastických lymfomů buňky B. Antigen CD20 se ztrácí v plazmových buňkách a protilátka značila jen 1/2 případů leukémie plazmových buněk a 0/12 případů myelomů (1). Jiné studie poskytly srovnatelné výsledky vykazující pozitivní označení 44/44 případů velkobuněčných a imunoblastických lymfomů buňky B (6), a všech 40 lymfomů buňky B, s výjimkou běžných akutních lymfoblastických leukémií a maligního plazmacytického lymfomu. V rámci Hodgkinova onemocnění bylo výrazné zbarvení povrchové membrány Reed-Sternbergových buněk pozorováno v 9 z 27 případů (7). V případě lymfoproliferativních onemocnění rodu buněk T bylo 0/73 případů označených protilátkou (1), zatímco jiné studie uvádějí 1/18 (7) a 1/111 (8) značených případů.

Literatura

1. Takami T, Qi C-F, Yamada T, Yamashina M, Kon S-I, Ishii Y, et al. B20.3. Reactivity and specificity of L26 (pan-B-cell mAb) on 322 cases of fresh and paraffin-embedded lymphoproliferative diseases. In: Knapp W, Dörken B, Gilks WR, Rieber EP, Schmidt RE, Stein H, et al., editors. Leukocyte typing IV. White cell differentiation antigens. Proceedings of the 4th International Workshop and Conference; 1989 Feb 21-25; Vienna, Austria. Oxford, New York, Tokyo: Oxford University Press; 1989. p. 134-6.
2. Zhou L-J, Tedder TF. CD20 workshop panel report. In: Schlossman SF, Boumsell L, Gilks W, Harlan JM, Kishimoto T, Morimoto C, et al., editors. Leukocyte typing V. White cell differentiation antigens. Proceedings of the 5th International Workshop and Conference; 1993 Nov 3-7; Boston, USA. Oxford, New York, Tokyo: Oxford University Press; 1995. p. 511-4.
3. Tedder TF, Engel P. CD20: a regulator of cell-cycle progression of B lymphocytes. Immunology Today 1994;15:450-4.
4. Ishii Y, Takami T, Yuasa H, Takei T, Kikuchi K. Two distinct antigen systems in human B lymphocytes: identification of cell surface and intracellular antigens using monoclonal antibodies. Clin Exp Immunol 1984;58:183-92.
5. Mason DY, Comans-Bitter WM, Cordell JL, Verhooven MAJ, van Dongen JJM. Antibody L26 recognizes an intracellular epitope on the B-cell-associated CD20 antigen. Am J Pathol 1990;136:1215-22.
6. Cartun RW, Coles FB, Pastuszak WT. Utilization of monoclonal antibody L26 in the identification and confirmation of B-cell lymphomas. A sensitive and specific marker applicable to formalin- and B5-fixed, paraffin-embedded tissues. Am J Pathol 1987;129:415-21.
7. Norton AJ, Isaacson PG. Monoclonal antibody L26: an antibody that is reactive with normal and neoplastic B lymphocytes in routinely fixed and paraffin wax embedded tissue. J Clin Pathol 1987;40:1405-12.
8. Blakolmer K, Vesely M, Kummer JA, Jurecka W, Mannhalter C, Chott A. Immunoreactivity of B-cell markers (CD79a, L26) in rare cases of extranodal cytotoxic peripheral T- (NK/T-) cell lymphomas. Mod Pathol 2000;13:766-72.

Vysvětlivky k symbolům

 REF	Katalogové číslo	 2°C - 8°C	Teplotní rozmezí od do		Použitelné do
 IVD	In vitro diagnostický zdravotnický prostředek	 LOT	Číslo šarže		Výrobce
	Viz návod k použití	 EC REP	Autorizovaný zástupce v Evropské unii		



Agilent Technologies Singapore (International) Pte Ltd.
No. 1 Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
Tel. +44 161 492 7050
www.agilent.com